

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

IPL szőrtelenítő

Figyelem!

Mielőtt a terméket üzembe helyezi, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírtakat!

Csak akkor alkalmazza a villanófényes szőrtelenítő kezelést, ha bőr- és szőrtípusa megfelelő! Bőrtípus: fehértől barnáig, szőrtípus: feketétől világos barnáig.

Az utóbbi időben elterjedt IPL, vagyis villanófényes szőrtelenítésnek köszönhetően az erre szánt idő jelentősen lerövidülhet, készülékünk pedig pont ezt nyújtja Önnek. A szőr mennyisége és minősége, valamint testének vonalai nem mindenhol ugyanolyanok, így a legjobb eredmény érdekében minden testrész eltérő kezelést igényel.



Az IPL villanófényes szőrtelenítő készülék villanóablakos kezelőfejét a bőrre helyezve villanófényt (rövid idejű fényvillanást) bocsát ki, melynek hatására az IPL fényenergiája a bőrben, különösképp a szőrtüszők pigment-állományában (melanin) nyelődik el. A fényenergia hővé változik, a szőrtüsző mélyén roncsoló hatást végez, és megakadályozza, hogy a szőrtüsző újabb szőröket termeljen. Ezzel a szőrtelenítő módszerrel csak az anagén (növekvő) fázisban lévő szőrök kezelhetők, mivel csak ezek a szőrök termelnek melanint. A villanófényes szőrtelenítő kezelés alatt nem történik változás, az elhalt szőr kb. 2 hét után kezd kihullani.

Készülékünk alkalmas nagyobb, illetve kisebb területek tartós szőrtelenítésére is, valamint nők és férfiak egyaránt használhatják. Ajánlott alkalmazása 2 hetente 6-10 alkalommal vagy 4 hetente 7-10 alkalommal. A termék kézi és automata üzemmódban is használható, előbbit kisebb, utóbbit nagyobb területek szőrtelenítésére ajánljuk.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Borotválja le a szőrteleníteni kívánt területet (ugyanis ha a szőr túl hosszú, a kezelés kellemetlen, égett szagokkal járhat), majd várja meg amíg bőre megszárad.
2. Dugja be a készüléket a tápellátásba, ezután a bekapcsológomb világítani kezd, amely jelzi, hogy a szőrtelenítő üzemkész állapotban van.
3. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot körülbelül 2-5 másodpercig, ezután válassza ki, milyen erősségi fokozaton kívánja használni a készüléket. (Első alkalommal ajánlott a legelső fokozatot kipróbálni.)
4. Irányítsa a készüléket arra a területre, ahol szőrteleníteni kíván, majd a villanófény ablakot a bőrre felé tartva, nyomja meg a villogó gombot.

Kezelni kívánt területek időbeli hossza:	
Bajusz	1 perc
Hónalj	1,5 perc
Karok	2 perc
Bikini vonal	2 perc
Lábak	4 perc
Hát	10 perc

SPECIFIKÁCIÓK

Model	OT-IPL-1 (Rózsaszín)
Lámpaüveg típusa	Xenon karcüveg
Kezelési lehetőségek	Kézi/Automata
Szörtelenítési szintek	1-8 fokozat
Bevillanási terület	3,3cm x 1cm
Termék súlya	209 gramm
Termék mérete	18.5 × 14.5 × 8 cm

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.

Ősszel, télen és tavasszal végezzen IPL szörtelenítést, mert a kezelt testfelület nem lehet leburnult (barnított sem), és kezelése után is óvni kell a fénytől!

Kezelés előtti napon borotválja le a kezelni kívánt testfelületet!

Villanófényes szörtelenítő kezelés előtt 4 hétig ne gyantáztasson, ne használjon epilálógépet, és kezelése között is kizárólag borotvával szörtelenítsen!

Semmilyen kozmetikumot (testápolót, parfümöt, sminket, napvédő krémet) ne viseljen a kezelendő felületen!

Kezelés közben ne nézzen a villogó fénybe, ha pedig az arcát(bajusz, pajesz) kezeli, viseljen védőszemüveget!

Víz közelében tilos használni a készüléket, fürdőkádban, zuhanyban nem használható! Ha mégis víz éri az IPL szörtelenítő készüléket, saját biztonsága érdekében azonnal kapcsolja ki!